

## Anbindung an TurboMed (GDT)

Zur Anbindung von DIABASS PRO an die Praxisverwaltungssoftware TurboMed gehen Sie wie folgt vor:

### 1. Einstellungen in TurboMed

Gehen Sie in TurboMed in die Karteikarte, dort im Menü auf **Geräte/ Einstellungen-Schnittstelle** (Tastensequenz **Alt+G+G**).

Ggf. sind hier bereits Anbindungen hinterlegt. Um DIABASS PRO anzubinden, klicken Sie auf den Button **Neu**.



#### **Achtung:**

Die GDT-Schnittstelle von TurboMed ist mit einem Passwort geschützt. Sie benötigen für Änderungen ein Tagespasswort von Ihrem TurboMed-Partner.

Es öffnet sich anschliessend das Fenster GDT-Einstellungen, welches in verschiedene Karteireiter unterteilt ist.

Nehmen Sie im Reiter "**Übersicht**" die nachstehenden Einstellungen vor:



#### **Achtung:**

Im Feld "Programm" muß der Programmpfad so eingetragen werden, wie DIABASS5 PRO bei Ihnen installiert ist. Am Ende des Pfades muss immer das ausführende Programm (diab5pro.exe) stehen.

Bei **Export** und **Import** tragen Sie jeweils als Pfad das in DIABASS5 PRO eingestellte XDT-Verzeichnis ein;  
als Dateiname für Export: diab5turb.gdt  
als Dateiname für Import: turbdiab.gdt

Kreuzen Sie dann alle Optionen an wie hier abgebildet.

Wechseln Sie anschliessend zum Reiter **Export**.



Tätigen Sie die Einstellungen so wie im Bild vorgegeben. Bei Arztkenntungen-Ansicht wird ein Arzt aus Ihrer Praxis bestimmt.



**Wichtig:**

als GDT-Version muß 2.10 festgelegt sein; als Dezimalzeichen: "Komma"

Bestätigen und speichern Sie Ihre Konfiguration nun über den Button **OK**.

## 2. Einstellungen in DIABASS PRO

Öffnen Sie nun in DIABASS PRO den Befehl **EXTRAS-EINSTELLUNGEN** und gehen in die Rubrik **BDT / GDT**. Legen Sie dort dann die nachstehenden Einstellungen fest:

GDT/BDT-Verzeichnis:	C:\diabetes\DIABASS5.PRO\xdt		Ändern...
XDT-ID der Praxissoftware:	TurboMed	Kürzel:	TURB
Eigene XDT-ID:	DIABASS5	Kürzel:	DIAB
<input checked="" type="checkbox"/> Anforderung der Praxis-EDV ohne Rückfrage ausführen <input type="checkbox"/> Patientenstammdaten ohne Rückfrage aktualisieren <input checked="" type="checkbox"/> Laborwerte aus BDT-Übergabedatei akzeptieren			



**Wichtig:**

Das GDT/BDT-Verzeichnis muß mit den in Turbomed angegebenen Pfad für Import/Export übereinstimmen.

Anschließend ist die GDT-Anbindung DIABASS5 PRO in TurboMed über das Fenster **Externe Geräteanbindungen** über den Button **Start** aufrufbar.